


SurroundRouter Plus

3 in 1



Ein modernes Hörsystem bietet heute eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Sie als Akustiker Ihrem Kunden begreif- und erlebbar machen sollten. Mit dem SurroundRouter Plus bietet Ihnen die Firma Otometrics ein neuartiges Werkzeug für diese Zwecke.

SurroundRouter Plus 3 in 1

- Mit einfachsten Mitteln die Vorteile modernster Hörsysteme dem Kunden präsentieren
- Vorteile modernster Hörsysteme erlebbar machen
- Hörsituationen nach Vorgaben Ihrer Kunden nachbilden

SurroundRouter Plus



Bis zu 8 unterschiedliche Soundereignisse gleichzeitig können Sie mittels des SurroundRouters und Ihrer vorhandenen Dolby-Surroundanlage abspielen. Diese einzelnen Sounddateien sind:

- o Frei im Raum platzier- und verschiebbar
- o Einzeln in der Lautstärke veränderbar
- o Um das Zentrum kreisend / Geschwindigkeit frei einstellbar

Eigene Sounds fügen Sie ganz einfach der Klangbibliothek per Knopfdruck hinzu und gestalten so eigene Klang- und Anpasserlebniswelten.

Daneben sind Sie in der Lage, zusätzlich einen Videoclip abzuspielen; im Lieferumfang sind bereits 25 ganz speziell für diesen Zweck gedrehte Clips enthalten

Diese Clips sind aufwendig im HD-Verfahren gedreht und mit einer speziellen 5 Spurtonaufzeichnung versehen, sodass Sie auch mit diesen, dort aufgezeichneten Tonspuren mittels Surroundrouter arbeiten können. Die Videofiles sind auch in SD-Qualität erhältlich.

- o Mehrmikrofontechnik
- o Richtmikrofoncharakteristiken
- o Störschallunterdrückung

sind nur einige der Produktmerkmale, die sich so einfach und insbesondere eindrucksvoll demonstrieren lassen.