

AURICAL

Custom Target

Einfache Nutzung eigener Anpassformeln

AURICAL® wird ständig weiterentwickelt. *Custom Target* ist nur eines der vielen neuen Komponenten, die Sie in die Zukunft der Anpassung führen.



DER MENSCH IM MITTELPUNKT

AURICAL ermöglicht Ihnen eine reibungslose Anpassung, die Ihren Kunden ein professionelles und leicht nachvollziehbares Erlebnis beschert.



VERSTEHEN IHRER BEDÜRFNISSE

AURICAL wurde aufgrund umfangreichen Nutzer-Feedbacks im Hinblick auf eine effizientere und überzeugendere Anpassunterstützung entwickelt.



BEDEUTENDE INNOVATION

Anpassen ohne Norm. Mit AURICAL definieren Sie Ihren eigenen Stimulus, Ihre Ziele und Protokolle für ein Erlebnis ganz nach Maß.



UNSER ENGAGEMENT, IHRE ZUKUNFT

Vor über fünfzig Jahren begann unsere Geschichte, in der wir immer wieder Maßstäbe für die Branche setzten - eine stolze Tradition, mit der wir den Weg in die Zukunft anführen.



otometrics

Custom Target


Einfache Nutzung eigener Anpassformeln

AURICAL® FreeFit bietet Ihnen ein breite Auswahl an Zielformeln für die Verifikation Ihrer Hörsystem-Anpassung. Ab sofort ist es möglich, dass Sie Ihr eigenes Anpasskonzept entwickeln.


Custom Target ist ein neues Leistungsmerkmal der AURICAL. Es gibt Ihnen die Flexibilität zur Nutzung eigener Anpassroutinen, indem Sie Ihre eigenen Zielwerte oder Ihre eigenen vorhergesagten Werte für Real Ear Unaided Gain (REUG) oder Real Ear to Coupler Difference (RECD) anwenden können.

Das Ergebnis, eine vielseitige Gestaltungsvarianz Ihrer Anpassung. Das macht unter anderem auch die Verwendung gemessener MCL-Werte möglich. Tragen Sie die gewünschten Werte ganz einfach in das Custom Target Excel® -Arbeitsblatt ein. Fortgeschrittene Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.


Die selbst definierte Anpassregel für die AURICAL kann ganz einfach in einem Excel-Arbeitsblatt erstellt werden.



Weitere Informationen über AURICAL und die Zukunft der Anpassung erhalten Sie unter www.futurefitting.com




Die neue Formel wird von der OTOSuite® nahtlos importiert und steht sofort in der normalen Menüstruktur neben den voreingestellten Zielformeln zur Verfügung. Für die Konsistenz und die Anwendung der Zielformel im gesamten Betrieb kann sie auch auf allen OTOSuite-Installationen verfügbar gemacht und auf einfache, leicht nachvollziehbare Art in die normale Benutzertest-Funktion der OTOSuite aufgenommen werden.



Die selbst definierte Zielformel wird von der OTOSuite automatisch importiert.

Mit der Möglichkeit eigene Anpassregeln zu erstellen und eigene Stimuli zu integrieren, passen Sie die AURICAL an Ihre individuelle Anpassroutine an - nicht umgekehrt. Damit haben Sie volle Kontrolle über Ihre Anpassungs- und Verifikationsprozesse.



*Excel® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft® Corporation.