

Voraussetzung an Ihren Computer zum Betrieb des angebotenen Diagnostikgerätes

Chartr EP 200

Anzahl	Beschreibung
X	Betriebssystem: Windows 7, 8.1, 10
X	Prozessor: Intel i5
X	Arbeitsspeicher: (Windows 7, Windows 8 or Windows 10): 6GB
X	Betriebssystem: Windows 7, Windows 8 or Windows 10 64-bit
X	Laufwerke: CD-ROM oder DVD-ROM
X	Bildschirmauflösung: mind. 1600 (horizontal) x 900 (vertikal) bei 96 dpi oder 120 dpi
1	USB-Port: Typ 2.0 oder 3.0 frei verfügbar

Wird an einen Computer ein **medizinisches elektrisches Gerät** (z. B. BERA, OAE, Video-CNG, Audiometer usw.) angeschlossen, dann muss die Stromversorgung des Computers, Bildschirms und Druckers nach den Vorschriften für Medizintechnische Geräte erfolgen. Dies kann durch einen speziellen MedPC oder durch im Beiblatt beschriebenes Zubehör geschehen. **Die Verantwortung obliegt dem Betreiber.**

Weitere wichtige Information finden Sie im Blatt „Computer – DIN EN 60601-1-1“

Die oben aufgeführten Systemvoraussetzungen sind lediglich eine Empfehlung unseres Hauses und nicht als verbindlich anzusehen. Die Kriterien der einzelnen Komponenten sind an die heutigen Ansprüche gängiger Betriebssysteme angelehnt und können mit Steigung neuer Ansprüche von Betriebssystemen und/oder Softwareaktualisierungen durchaus unzureichend werden.

Eine Systemempfehlung ist lediglich eine momentane Abbildung von Hard- und Softwareansprüchen und müssen zeitweise durch Fachpersonal gewartet und modifiziert werden.